



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

孔雀石绿:绿色有金属光泽的晶体, 易溶于水, 溶于乙醇、甲醇和戊醇, 水溶液呈蓝绿色, pH0.0 以下呈黄色.可用作生物染色剂, 把细胞或细胞组织染成蓝绿色, 方便在显微镜下研究, 可用于植物病毒感染的宿主细胞染色, 细菌、芽胞染色, 红细胞、蛔虫卵染色。

