




山东绿都生物科技有限公司

Shan 金刚烷胺 g Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

金刚烷胺原料质量报告

一、金刚烷胺单抗效价与抑制实验

本实验在偶联抗原稀释度 5W 倍下初筛金刚烷胺单抗效价为 20W，灵敏度 1ppb。



标准曲线图

Standards						
Ser. No.	Concentration ppb	Absorbance (Mean)	(CV)	B/B0 (%)	calculated ppb	Deviation (%)
1	0.0	1.669	0.0	100.0		
2	1.0	1.425	0.0	85.4	1.0	0.0
3	3.0	1.221	0.0	73.2	3.0	0.0
4	9.0	0.759	0.0	45.5	9.0	0.0
5	27.0	0.338	0.0	20.3	27.1	0.4
6	81.0	0.195	0.0	11.7	80.6	0.5

数据分析图



山东绿都生物科技有限公司

Shan 金刚烷胺 g Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

说明：1. Mean 表示吸光度值的平均值；

2. CV 指平行吸光度值的变异系数，也就是平行孔的差异；



3.本曲线是在偶联抗原最佳稀释度5W 倍，抗体稀释 20W 倍组合下的曲线，标准曲线的线性 $r^2 > 0.99$ 。

二、试剂盒特异性实验

药物名称	交叉反应率 (%)
金刚烷胺	100%
利巴韦林	< 1%

三、胶体金特性

胶体金的灵敏度为 50 ppb，完全消线，线条清晰。



以下两种情况无效

