

# 原核、真核蛋白表达服务

- 1. 蛋白表达范围：**细菌、病毒或者其他生命体上的某一蛋白，并可知基因序列；
- 2. 蛋白表达系统选择：**不同蛋白表达系统有不同的优势，如表达量高低，能否糖基化修饰等，结合蛋白应用并全面考虑，选择最合适的蛋白表达系统，如 pET/pGEX、杆状病毒、酵母细胞等；
- 3. 交付：**纯化蛋白 2~5mg，纯度 95%以上，质检报告，构建报告，交付时间约 2 个月左右。
- 4. 蛋白纯化标签去留：**蛋白纯化标签主要有 His，GST，SUMO，MBP 等。His 标签只有 0.84kd，利于纯化且对蛋白无影响，可以保留；其他属于大标签，可以提高蛋白可溶性，但需要切除，否则会影响蛋白结构功能。
- 5. 内毒素去除服务，**如需，价格另计。
- 6. 报价：**原核 12 万，真核 18 万。

---

山东省滨州市黄河二路 169 号 绿都生物高科技园

网址：<http://www.landubio.com>

技术型销售武经理：18266598399 同微信

Email: [lvdukeji@126.com](mailto:lvdukeji@126.com)