



编号 (NO.)	药物名称 (Drug name)	英文名称 (English name)	ELISA IC50 (ppb)	市场指导价 Price (元/mg)	
LD-KSS-001	磺胺多残 1(五元环)	Sulfadoxineresidu (SAS1)	2-5	Ag1500 Ab2500	
LD-KSS-002	磺胺多残 2 (六元环)	Sulfadoxineresidu (SAS2)	2-5	Ag1500 Ab2500	
LD-KSS-003	磺胺嘧啶	Sulfamethazine (SD)	2.5	Ag1500 Ab2500	
鼠抗磺胺类单克隆抗体及抗原	LD-KSS-004	磺胺喹噁啉	Sulfaquinoxaline (SQX)	1	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-005	磺胺二甲基嘧啶	Sulfamethazine (SM2)	2.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-006	磺胺甲氧嘧啶	Sulfadimethoxine (SMD)	2-3	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-007	磺胺氯吡嗪	Sulfachloropyrazine	0.2	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-008	磺胺类	Sulfonamides	1	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-009	氟苯尼考	Florfenicol (FF)	5	Ag1500 Ab2500
鼠抗氯霉素类单克隆抗体及抗原	LD-KSS-010	氯霉素	Chloromycetin (CAP)	0.2-0.3	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-011	氯霉素类	Chloramphenicol (TAP)	0.2-0.3	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-012	甲砒霉素	Chloramphenicols	0.2-0.4	Ag1500 Ab2500
LD-KSS-013	卡那霉素	Kanamycin (KAN)	1	Ag1500 Ab2500	
LD-KSS-014	庆大霉素	Gentamicin (GM)	0.4-0.5	Ag1500 Ab2500	
鼠抗氨基	LD-KSS-015	阿米卡星	Amikacin (AMK)	0.1-0.2	Ag1500 Ab2500



# Shandong Landu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

小分子单克隆抗体及抗原

糖苷类单克隆抗体及抗原	LD-KSS-016	链霉素	Streptomycin (STR)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-017	安普霉素	Apramycin (APM)	5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-018	大观霉素	Spectinomycin (SPM)	1.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-019	妥布霉素	Tobramycin	5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-020	新霉素	Neomycin (NM)	0.5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-021	巴龙霉素	Paromomycin	1	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-022	林可霉素	Lincomycin (LM)	0.5-1	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-023	吡利霉素	Pirlimycin (PIR)	4-5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-024	红霉素	Erythromycin (EM)	5-10	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-025	阿维菌素	Avermectin (AVM)	2	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-026	多拉菌素	Doramectin (DOR)	2-3	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-027	泰乐菌素	Tylosin (TYL)	0.5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-028	伊维菌素	Ivermectin (IVM)	3-4	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-029	替米考星	Tilmicosin (TIM)	0.6	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-030	泰妙菌素	Tiamulin	2-3	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-031	乙酰异戊酰泰乐菌素	Acetylisovaleryltylosin	10	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-032	阿奇霉素	Azithromycin	0.25	Ag1500 Ab3000

鼠抗林可胺及大环内脂类单克隆抗体及抗原



	LD-KSS-033	泰拉霉素	Telamycin	0.3	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-034	克拉霉素	Clarithromycin	20	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-035	阿苯达唑多残	Class of AlbendazoleI (ABZ)	9-10	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-036	甲硝唑	Metronidazole	0.6-1	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-037	尼卡巴嗪代谢物	4,4'- Dinitrocarbanilide (DNC)	5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-038	纳他霉素	Natamycin (NTM)	1	Ag1500 Ab3000
鼠抗抗球 虫类单克 隆抗体及 抗原	LD-KSS-039	盐霉素	Salinomycin (SLM)	4-5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-040	莫能菌素	Monensi (MON)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000 国产 羊抗 3982 元 /50μl ABCAM
	LD-KSS-041	万古霉素	Vancomycin (VM)	0.8-1	Ag1500 Ab5000/250μg 进口 GT
	LD-KSS-042	阿苯达唑代谢物	Albendazole metabolite (ABZ)	0.5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-043	马杜霉素	Maduramicin	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-044	地克珠利	Diclazuril	1-1.5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-045	托曲珠利 (甲基三嗪酮)	Tortrujuli	1	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-046	左旋咪唑	Levamisole	1	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-047	甲苯咪唑	Mebendazole	5	Ag1500 Ab3000	
LD-KSS-048	三氯苯唑	Triclabendazole	5	Ag1500 Ab3000	



	LD-KSS-049	氯羟吡啶	Clopidol	15	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-050	氨丙啉	Amprolium	30	Ag1500 Ab3000
鼠抗四环素类单克隆抗体及抗原	LD-KSS-051	四环素	Specific tetracycline (TC)	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-052	土霉素	OTetracycline (OTCs)	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-053	金霉素	Chlortetracycline	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-054	多西环素	Doxycycline	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-055	四环素类	Tetracycline	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
鼠抗喹诺酮类单克隆抗体及抗原	LD-KSS-056	诺氟沙星	Norfloxacin	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-057	环丙沙星	Ciprofloxacin (CIP)	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-058	沙拉沙星	Sarafloxacin (SAR)	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-059	氧氟沙星	Ofloxacin (OFX)	0.5-1	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-060	喹烯酮	Quinolone	约为 0.5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-061	恩诺沙星	Enrofloxacin (ENOR)	0.1-0.3	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-062	达氟沙星	Danofloxacin	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-063	二氟沙星	Difloxacin	0.3-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-064	左氧氟沙星	Levofloxacin	0.3	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-065	洛美沙星	Lomefloxacin	0.25	Ag1500 Ab2500



# Shandong Landu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

小分子单克隆抗体及抗原

LD-KSS-066	培氟沙星	Pefloxacin	2.5	Ag1500 Ab2500
LD-KSS-067	双氟沙星	Difloxacin	0.25	Ag1500 Ab2500
LD-KSS-068	司帕沙星	Sparfloxacin	0.3	Ag1500 Ab2500
LD-KSS-069	氟喹诺酮	Fluoroquinolone	0.3	Ag1500 Ab2500
LD-KSS-070	喹诺酮类	Quinolones	0.5	Ag1500 Ab2500
LD-KSS-071	氨苄西林 (氨苄青霉素、阿莫西林)	Ampicillin (AMP)	0.1-0.2	Ag1500 Ab4000/100μl 进口 GT
LD-KSS-072	青霉素 G	PG	0.1-0.2	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-073	头孢噻呋	Ceftiofur (CEF)	4-5	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-074	头孢喹肟	Cefquinome (CEQ)	1-2	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-075	头孢匹林	Cephalosporin (CEP)	1-2	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-076	头孢氨苄	Cephalexin (CEX)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-077	潮霉素 B	Hygromycin B (HMB)	1-2	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-078	杆菌肽	Bacitracin (BCT)	4-5	Ag1500 Ab4000
LD-KSS-079	多粘菌素 B	Polymyxin B (PMB)	10-20	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-080	环孢菌素 A	Cyclosporin A	0.1-0.2	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-081	甲氧氯普胺	metoclopramide	0.25	Ag1500 Ab3000
LD-KSS-082	甲氧苄啶	Trimethoprim, TMP	0.2	Ag1500 Ab3000

鼠抗 β -  
内酰胺类  
单克隆抗  
体及抗原



# Shandong Landu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

小分子单克隆抗体及抗原

	LD-KSS-083	多粘菌素 E	Polymyxin E (PME)	0.5	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-084	氯唑西林	Cloxacillin	15	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-085	内酰胺类	Lactams	0.3	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-086	苯唑西林	Oxacillin	20	Ag1500 Ab3000
	LD-KSS-087	呋喃西林代谢物	2-Nitrofurazone metabolite (2-CPSEM)	0.2	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-088	呋喃妥因代谢物	2-Nitrofurantoin metabolite (2-CPAHD)	0.5	Ag1500 Ab2500
鼠抗呋喃 类单克隆 抗体及抗 原	LD-KSS-089	呋喃苯烯酸钠	Sodium furophenylic acid	0.05	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-090	呋喃唑酮代谢物	2-Furazolidone metabolite (2-CPAOZ)	0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-091	呋喃它酮代谢物	Furaltadone metabolite (2-CPAMOZ)	0.3	Ag1500 Ab2500
鼠抗孔雀 石绿类单 克隆抗体 及抗原	LD-KSS-092	孔雀石绿	Malachite Green (MG)	0.2	Ag1500 Ab2500
	LD-KSS-093	隐性孔雀石绿	Leucomalachite (LMG)	0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-RP-001	金玉兰酶	Yulan Enzyme ( $\beta$ - Lactamase)	/	Ag1500 Ab2500
	LD-RP-002	三聚氰胺	Melamine (MEL)	0.5	Ag1500 Ab2000
鼠抗乳品 添加物单 克隆抗体 及抗原	LD-RP-003	苯甲酸	Benzoic Acid (BZA)	1-2	Ag1500 Ab2500
	LD-RP-004	碱性磷酸酯酶	Alkaline Phosphatase (AP)	/	Ag1500 Ab2500
	LD-RP-005	羊奶掺假	双抗体配对	/	Ab 2000



# Shandong Landu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.


小分子单克隆抗体及抗原

鼠抗色素 单克隆抗 体及抗原	LD-SS-001	柠檬黄	Tartrazine (TAR)	0.1	Ag1500 Ab3000
	LD-SS-002	赤藓红	Erythrosin (ERY)	4-5	Ag1500 Ab3000
	LD-SS-003	碱性橙	Basic Orange (BO/CSD)	4-5	Ag1500 Ab3000
	LD-SS-004	苏丹红 I	Sudan I (Su I)	2	Ag1500 Ab3000
	LD-SS-005	罗丹明 B	Rhodamine B	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-QT-001	辣椒碱	Capsaicin	0.5-1	Ag1500 Ab3000	
鼠抗农药 单克隆抗 体及抗原	LD-NY-001	吡虫啉	Imidacloprid (ICP)	0.2-0.3	Ag1500 Ab2500
	LD-NY-002	多菌灵	Carbendazim (CBD)	1	Ag1500 Ab2500
	LD-NY-003	百菌清	Chlorothalonil (CTL)	2-3	Ag1500 Ab2500
	LD-NY-004	甲基对硫磷	Methyl parathion (MP)	0.2-0.3	Ag1500 Ab2500
	LD-NY-005	毒死蜱	Chlorpyrifos (CPF)	5-6	Ag1500 Ab2500
	LD-NY-006	甲萘威(西维因)	Carbaryl (CBR)	2-3	Ag1500 Ab3000
	LD-NY-007	乙草胺	Acetochlor (ATC)	4-5	Ag1500 Ab2500
	LD-NY-008	啶虫脒	Acetamiprid (AAP)	2-3	Ag1500 Ab3000
	LD-NY-009	烯啶虫胺	Nitenpyram (NIT)	2-3	Ag1500 Ab2500
	LD-NY-010	克百威(呋喃丹)	Carbofuran (CAR)	0.1-0.3	Ag1500 Ab2500
	LD-NY-011	涕灭威	Aldicarb (ADC)	0.1-0.3	Ag1500 Ab2500



LD-NY-012	甲氰菊酯	Fenpropathrin (FPP)	3-5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-013	异丙威	Isoprocarb	1-2	Ag1500 Ab2500
LD-NY-014	氟虫腓	FCJ	0.6	Ag1500 Ab3000
LD-NY-015	2,4,5-三氯苯氧乙酸	2,4,5-Trichlorophenoxyacetic (2,4,5-T)	3-5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-016	百草枯	Paraquat (PQ)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-017	阿维菌素 (阿灭丁)	Avermectin	0.2-0.3	Ag1500 Ab2500
LD-NY-018	甲霜灵	Metalaxyl	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-019	有机磷	Organophosphorus	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-020	氨基甲酸酯类	Carbamate	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-021	噻虫嗪	Thiamethoxazine	0.6	Ag1500 Ab3000
LD-NY-022	噻虫胺	Thiamethoxan	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-023	噻虫啉	Thiamethoxlin	0.6	Ag1500 Ab3000
LD-NY-024	三唑酮	Triadimefon	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-025	腐霉利	Procymidone	0.3	Ag1500 Ab3000
LD-NY-026	水胺硫磷	Isocarbophos	0.3	Ag1500 Ab3000
LD-NY-027	氯噻啉	Chlorothiazoline	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-028	二甲戊灵	Pendimethalin	0.3	Ag1500 Ab3000





# Shandong Landu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

小分子单克隆抗体及抗原

LD-NY-029	4-氯苯氧乙酸	4-chlorophenoxyacetic acid	0.3	Ag1500 Ab3000
LD-NY-030	联苯菊酯	Bifenthrin	5-10	Ag1500 Ab3000
LD-NY-031	氯氰菊酯	Cypermethrin	3-5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-032	草甘膦	glyphosate	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-033	三唑磷	triazophos	2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-034	丙溴磷	Propofol	10	Ag1500 Ab3000
LD-NY-035	赤霉素	gibberellin	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-036	恶醚唑（苯醚甲环唑）	oxetherazole	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-037	灭蝇胺	Fly amine	20	Ag1500 Ab3000
LD-NY-038	甲基异柳磷	Isophosphorous methyl	0.9	Ag1500 Ab3000
LD-NY-039	三唑醇	Triazole alcohol	5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-040	戊唑醇	Pentazole alcohol	0.2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-041	烯酰吗啉	Enyl morpholine	0.25	Ag1500 Ab3000
LD-NY-042	吡唑醚菌酯	Pyrazolsterin	2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-043	滴滴涕	DDT	0.3	Ag1500 Ab3000
LD-NY-044	甲拌磷	Phosphorus mixed with nail	0.6	Ag1500 Ab3000
LD-NY-045	氟节胺	fluorophenylamine	1	Ag1500 Ab3000



LD-NY-046	甲草胺	Alachlor	2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-047	甲基毒死蜱	Methyl chlorpyrifos	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-048	腈菌唑	Nitrile bacterazole	0.1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-049	菊酯类	pyrethroid	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-050	硫丹	endosulfan	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-051	嘧霉胺	pyrimethanil	2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-052	三氯杀螨醇	Dicofol	3	Ag1500 Ab3000
LD-NY-053	氧乐果	oxomethoate	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-054	杀螟硫磷	Phosphothiaponicides	5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-055	异菌脲	isomethylurea	3	Ag1500 Ab3000
LD-NY-056	噻菌灵	thiabendazole	2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-057	速灭威	Sumicarb	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-058	对硫磷	Parathion	5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-059	多效唑	Paclobutrazol	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-060	赛拉嗪	Cyperazine	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-061	辛硫磷	Phoxim	5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-062	抑霉唑	Imazalil	2	Ag1500 Ab3000



# Shandong Landu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

小分子单克隆抗体及抗原

LD-NY-063	莠去津	Atrazine	1	Ag1500 Ab3000
LD-NY-064	阿伐那非	AVANAFE	0.2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-065	他达那非	Tadalafil	0.2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-066	苯二氮卓	Benzodiazepine	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-067	敌敌畏	Dichlorvos	8	Ag1500 Ab3000
LD-NY-068	丁丙诺啡	buprenorphine	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-NY-069	呋虫胺	Furosemide	0.5	Ag1500 Ab3000
LD-DS-0185	兔抗展青霉素	patulin	0.5-1	Ag1500 0.1ml Ab6500 进口
LD-NY-016	6-苄氨基腺嘌呤	6-Benzylaminopurine (6-BA)	2-3	Ag1500 Ab3000
LD-NY-112	6-DA(胺鲜脂)	DA-6		Ag1500 Ab3000
LD-SW-011	乙烯利	ETH		Ag1500 Ab3000
LD-JS-016	氯吡脞	Forchlorfenuron	0.2	Ag1500 Ab3000
LD-NY-017	多效唑	Paclobutrazol (PBZ)	4-5	Ag1500 Ab3000
LD-DS-023	兔抗赤霉素	gibberellin	0.9-1	Ag2000/mg Ab2000、0.1ml
LD-GM-001	卵清蛋白	Ovalbumin (OVA)	/	Ab2500
LD-GM-002	花生过敏原 Ara H1	Peanut allergen Ara H1 (Arah1)	0.4-0.5	Ag3000 Ab3000

植物生长  
激素类抗  
体及抗原



鼠抗过敏原/血清蛋白单克隆抗体	LD-GM-003	花生凝集素	PNA (PNA)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000	
	LD-GM-004	牛奶酪蛋白	Casein from cow (CS)	/	Ab2500	
	LD-GM-005	牛血清白蛋白	BSA	/	Ab1500	
	LD-GM-006	人血清白蛋白	HSA	/	Ab 800	
	LD-GM-007	小麦醇溶蛋白	Gliadin (GD)	LOD 10	Ag1500 Ab3000	
	LD-GM-008	鱼小清蛋白	Parvalbumin (PVA)	LOD 20	Ag1500 Ab2500	
	LD-GM-009	赛庚啶	Cyproheptadine	0.3	Ag1500 Ab2500	
	LD-GM-010	棉酚	Gossypol (GOS)	50	Ag1500 Ab3000	
	鼠抗激动剂单克隆抗体及抗原	LD-SY-001	克伦特罗	Clenbuterol (CL)	0.1	Ag1500 Ab2000
		LD-SY-002	莱克多巴胺	Ractopamine (RCT)	0.1	Ag1500 Ab2000
LD-SY-003		苯乙醇胺 A	Phenylethylamine (PEA)	0.3-0.4	Ag1500 Ab2000	
LD-SY-004		沙丁胺醇	Salbutamol (SAL)	0.2-0.25	Ag1500 Ab2000	
LD-SY-005		溴布特罗	Bromobuterol (BL)	0.1-0.2	Ag1500 Ab2000	
LD-SY-006		班布特罗	Babuterol (BAB)	0.4-0.5	Ag1500 Ab2000	
LD-SY-007		氯丙那林	Clorprenaline (CLP)	4-5	Ag1500 Ab2000	
LD-SY-008		西马特罗	Sebterol (SAB)	0.3-0.4	Ag1500 Ab2000	
LD-SY-009		氯丙嗪	Chlorpromazine	0.2-0.5	Ag1500 Ab3000	



LD-SY-010	赛庚啉	Cyproheptadine	0.1-0.2	Ag1500 Ab3000
LD-SY-011	可乐定	clonidine	0.3-0.5	Ag1500 Ab3000
LD-SY-012	喹乙醇	Olaquinox (OLA)	0.8-1	Ag1500 Ab3000
LD-SY-013	喹乙醇代谢物	Olaquinox metabolite (MQCA)	1-2	Ag1500 Ab3000
LD-SY-014	马喷特罗	Mafutero	0.1	Ag1500 Ab3000
LD-DS-001	黄曲霉毒素 B1	Aflatoxin B1 (B1)	0.1	Ag1500 Ab2000
LD-DS-002	黄曲霉毒素 M1	Aflatoxin M1 (M1)	0.1	Ag1500 Ab3000
LD-DS-003	黄曲霉毒素总量	Total aflatoxin (AFT)	0.1	Ag1500 Ab2500
LD-DS-004	赭曲霉毒素	Ochratoxin A (OTA)	0.1-0.2	Ag1500 Ab2500
LD-DS-005	玉米赤霉烯酮/	Zearalenone (ZEN)	0.5-2	Ag1500
LD-DS-006	玉米赤霉醇		0.3-0.5	Ab2500
LD-DS-007	伏马毒素 B1(烟曲霉)	Fumonisin (FB1)	2-3	Ag1500 Ab2500
LD-DS-008	T-2 毒素	T-2 toxin (T-2)	0.1	Ag1500 Ab2500
LD-DS-009	呕吐毒素	Deoxynivalenol (DON)	30	Ag1500 Ab2500
LD-DS-010	桔霉素	citrinin	0.6-0.8	Ag1500 Ab3000
LD-DS-011	杂色曲霉毒素	Sterigmatocystin (STG)	0.1	Ag1500 Ab4000
LD-DS-012	交联孢酚	Alternariol (AOH)	0.9-1	Ag1500 Ab4500
LD-DS-013	蓖麻毒素	Ricin, RCA60 配对	0.6-2	进口 Ab5500

鼠抗霉菌毒素单克隆抗体及抗原



LD-DS-014-1	微囊藻毒素 LR	Microcystin LR (MC-LR)	0.1-0.2	Ag2000 Ab4000
LD-DS-014-2	微囊藻毒素 RR	Microcystin RR (MC-RR)	0.5	Ag5000 Ab5000
LD-DS-014-3	微囊藻毒素 YR	Microcystin YR (MC-YR)	1-2	Ag6000 Ab6000
LD-DS-015	白喉毒素	Diphtheria toxin	0.1-0.2	
LD-DS-016	霍乱毒素	Cholera toxin	0.6-2	Ab5000
LD-DS-017	肉毒杆菌毒素 A/B/D/E	Clostridium botulinum toxin A/B/D/E	0.6-2	进口 Ab5000
LD-DS-018	大肠杆菌肠毒素	E. coli heat-labile enterotoxin A, B	0.6-2	进口 Ab5000
LD-DS-019	棒曲霉素/展青霉素	PAT	2	Ag1500 Ab3000 国产无货
LD-DS-020	金黄色葡萄球菌肠毒素 A. B. I. G	Staphylococcus aureus enterotoxin	0.9-1	进口 Ab5000; 自产3500
LD-DS-021	破伤风毒素	Tetanus toxin	0.9-1	自产抗体 4000; 抗原 3000
LD-DS-022	白喉毒素 A 亚基	Diphtheria toxin, A-subunit	0.9-1	进口 Ab5000
LD-DS-023	兔抗赤霉素	gibberellin	0.9-1	Ag2000/mg Ab2000、0.1ml
LD-DS-0185	兔抗展青霉素	patulin	0.5-1	Ag1500 0.1ml Ab6500 进口
LD-DS-0186	鼠抗河豚毒素	TTX	0.5-1	Ag1500 0.1ml 3000
LD-DS-0187	鼠抗石方蛤毒素	STX (贝类毒素)	0.5-1	Ag16000 Ab6000/1mg
LD-DS-0188	鼠抗相思子毒素	antiAcacia toxin	配对	Ag5000 Ab 4000/1mg



# Shandong Landu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

小分子单克隆抗体及抗原

鼠抗抗病 毒单克隆 抗体及抗 原	LD-BD-001	利巴韦林	Ribavirin (RBV)	7-8	Ag1500 Ab3000
	LD-BD-002	金刚烷胺	Amantadine (AM)	10	Ag1500 Ab3000
鼠抗重金 属单克隆 抗体及抗 原	LD-JS-001	镉	Cadmium (Cd)	1-3	Ag1500 Ab3000
	LD-JS-002	铅	Lead (Pb)	1-3	Ag1500 Ab3000
	LD-JS-003	汞	Mercury (Hg)	1-3	Ag1500 Ab3000
	LD-JS-004	甲基汞	Methyl Mercury Chloride (CH <sub>3</sub> HgCl)	23-25	Ag1500 Ab3000
	LD-JS-005	铜	Copper (Cu)	4-5	Ag1500 Ab3000
	LD-JS-006	铬	Chromium (Cr)	8-10	Ag1500 Ab3000
鼠抗激素 单克隆抗 体及抗原	LD-JS-001	地塞米松	Dexamethasone (DEX)	0.1	Ag1500 Ab2000
	LD-JS-002	降钙素	Calcitonin	0.1-0.2	Ag1500 Ab3000
	LD-JS-003	皮质醇	Cortisol	0.1-0.3	Ag1500 Ab3000
	LD-JS-004	睾酮	Testosterone (T)	0.2-0.5	Ag1500 Ab3000
	LD-JS-005	前列腺素	Prostaglandin (PG)	1-2	Ag1500 Ab2500
	LD-JS-006	促红细胞生成素	Erythropoetin (EPO)	0.1	Ag1500 Ab2500
	LD-JS-007	孕酮	Progesterone (P)	0.25-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-JS-008	黄体生成素、催 乳素	uteinizing hormone (LH)、Prolactin	0.4-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-JS-009	雌酮	Estrone (E1)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000



LD-JS-010	雌二醇/雌三醇	Estradiol (E2/E3)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000
LD-JS-011	生长激素	Growth hormone (hGH)	0.1-0.2	Ag1500 Ab2500
LD-JS-012	人绒毛膜促性腺激素	Human chorionic gonadotropin (HCG)	0.1-0.2	Ag1500 Ab2500
LD-JS-013	己烯雌酚/己烷雌酚	Diethylstilbestrol (DES) Hexestrol (HES)	0.2-0.3	Ag1500 Ab3000
LD-JS-014	双酚 A	Bisphenol A	2	Ag1500 Ab3000
LD-JS-015	甲状腺素 T4	Thyroxin T4	3	Ag1500 Ab3000
LD-JS-016	倍他米松	Betamethasone	0.3	Ag1500 Ab3000
LD-JS-017	氟吡脲	Forchlorfenuron	0.2	Ag1500 Ab3000
LD-JS-018	炔诺酮	Norethisterone	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000
LD-JS-019	醋酸氟孕酮	Flugestone Acetate	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000
LD-JS-020	三碘甲状腺原氨酸 (T3)	Thyroxin T3	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000
LD-JS-021	甲状旁腺素 PTH	多肽类激素	天然抗原的是 14800 元/mg, 重组的抗原是 4800 元/mg	配对单抗 3600/mg
LD-XY-001	托灭酸 (托芬那酸)	Tolfenamicacid	2	Ag1500 Ab3000
LD-XY-002	卡洛芬	Carprofen	1	Ag1500 Ab3000
LD-XY-003	氟尼辛	Flunixin meglumine	1	Ag1500 Ab3000
LD-XY-004	皮质醇 (氢化可的松)	Hydrocortisone	2	Ag1500 Ab4000 进口

鼠抗消炎  
镇痛单克  
隆抗体及  
抗原





	LD-XY-005	羊抗 安乃近	Metamizole Sodium Tablets	2	Ag1500 0.1ml Ab4800 进口
	LD-XY-006	硝西泮、氯硝西泮	Clonazepam (CZP)	0.9-1	Ag1500 Ab3000
	LD-XY-007	地西泮 (安定)	Diazepam (DZP)	0.9-1	Ag1500 Ab3500
	LD-XY-008	安替比林	Antipyrine (AP)	3	Ag1500 Ab3500
	LD-XY-009	吲哚美辛	Indometacin Tablets	1	Ag1500 Ab3000
	LD-XY-010	美洛昔康	melloxacan	1	Ag1500 Ab3500
鼠抗保健品非法添加物单克隆抗体及抗原	LD-BJ-001	氢氯噻嗪	Hydrochlorothiazide (DCT)	0.1-0.2	Ag1500 Ab3000
	LD-BJ-002	氨氯地平	Amlodipine (ADP)	2-2.5	Ag1500 Ab3000
	LD-BJ-003	西地那非	Sildenafil (SDN)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3500
鼠抗塑化剂单克隆抗体及抗原	LD-SJ-001	二苯甲酮	Benzophenone (BZP)	4-5	Ag1500 Ab3500
	LD-SJ-002	邻苯二甲酸二丁酯特异性	Dibutyl phthalate specific (DBP)	18-20	Ag1500 Ab3500
	LD-SJ-003	邻苯二甲酸二丁酯	Dibutyl phthalate (DBP)	18-20	Ag1500 Ab3500
	LD-SJ-004	邻苯二甲酸二甲酯	Dimethyl phthalate (DMP)	25-30	Ag1500 Ab3500
	LD-SJ-005	荧光增白剂 KSN	Fluorescent brightener (KSN)	65-70	Ag1500 Ab3500
	LD-HX-001	叶酸	Folate (FA)	0.4-0.5	Ag1500 Ab3000



# Shandong Landu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

小分子单克隆抗体及抗原

鼠抗生理 活性物单 克隆抗体 及抗原	LD-HX-002	维生素 B2	Vitamin B2 (Vb2)	1-2	Ag1500 Ab2500
	LD-HX-003	维生素 B12	Vitamin B12 (Vb12)	0.4-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-HX-004	25-羟基-维生素 D3	25-OH-Vitamin D3 (25-OH-VD3)	0.4-0.5	Ag1500 Ab2500
	LD-HX-005	生物素	Biotin (BT)	0.6-0.9	鼠源 Ab2500 兔源 Ab2000
LD-HX-006	乳铁蛋白、配对	Lactoferrin (LF)	/	Ag1500 Ab2500	
LD-HX-007	兔抗荧光素 FITC	FITC	0.6-0.9	Ab2500	
LD-HX-008	组胺	Histamine	1-2	Ab1600/0.1ml Ag2000/mg	
鼠抗体外 诊断 IVD 炎症单克 隆抗体及 抗原	LD-VD-001	C 反应蛋白	C-reactive protein (CRP)	进口, 超敏, 配对	Ag3000 Ab1500
	LD-VD-002	血清淀粉样蛋白 A	SAA	进口, 配对	Ag4000 Ab3000
	LD-VD-003	白介素 6	IL-6	进口, 配对	Ab3000
	LD-VD-004	干扰素 alpha	IFN $\alpha$ , IFN $\beta$ , r	进口, 配对	Ab3000
	LD-VD-005	降钙素原	PCT	进口	Ab3000
掺假产品	LD-CJ-001	羊奶掺假		配对抗体	2000/mg
	LD-CJ-002	牛羊肉掺假		配对抗体	1300/mg



碱性磷酸酶标记抗原、一抗/二抗： FITC 标记的抗原、一抗/二抗

---

生物素标记抗原、一抗/二抗： 亲和素标记抗原、一抗/二抗； HRP 标记抗原、一抗/二抗

---

提供 细胞株销售服务

提供单克隆抗体定制服务

---

提供半抗原改造和全抗原定制服务

提供腹水制备等实验外包服务

---

公司地址：山东省滨州市黄河二路 376 号 山东蓝都生物科技有限公司

网站： [www.landubio.com](http://www.landubio.com)

邮箱： [lvdukeji@126.com](mailto:lvdukeji@126.com)

抗体抗原技术服务负责人：武经理 18266598399

订货电话：0543-3202800、18266598399（武总）

