



金刚烷胺：白色至淡黄色粉末或块，易溶于有机溶剂，不溶于水。金刚烷胺用于预防、治疗流感时剂量小，不良反应少见。

鼠抗金刚烷胺单克隆抗体说明书

- 【中文名称】鼠抗金刚烷胺单克隆抗体
- 【英文名称】Mouse Anti-amantadine Monoclonal Antibody
- 【货号】LD-Ab0031
- 【来源】Balb/c 小鼠
- 【亚型】IgG
- 【物理性状】液体，避免反复冻融
- 【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:200000 以上
- 【IC₅₀】10ppb (μg/Kg)
- 【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂
- 【储存及有效期】-20℃以下 3 年，避免反复冻融
- 【相关产品】鼠抗苏丹红 1 号单克隆抗体；鼠抗罗丹明 B 单克隆抗体

金刚烷胺偶联全抗原说明书

- 【中文名称】金刚烷胺偶联全抗原
- 【英文名称】Amantadine-Protein Conjugate
- 【货号】LD-Ag0031
- 【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH
- 【物理性状】液体，避免反复冻融
- 【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:30000 以上
- 【免疫层析效价】1:40 以上，偶联比大于 1:60
- 【蛋白浓度】5.0 mg/ml
- 【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 无防腐剂
- 【储存条件】-20℃以下
- 【有效期】2 年，避免反复冻融