



鼠抗克拉维酸单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗克拉维酸单克隆抗体

【货号】LD-Ab1064

【来源】Balb/c 小鼠

【亚型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:200000 以上

【IC₅₀】3ppb (μg/Kg)

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗西地那非单克隆抗体；鼠抗天使粉单克隆抗体；鼠抗吗啡单克隆抗体；鼠抗多菌灵单克隆抗体；鼠抗甲霜灵单克隆抗体；鼠抗异丙威单克隆抗体；鼠抗他达那非单克隆抗体；鼠抗辣椒碱单克隆抗体等

克拉维酸偶联全抗原说明书

【中文名称】克拉维酸偶联全抗原

【货号】LD-Ag1064

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:30000 以上

【免疫层析效价】1:40 以上，偶联比大于 1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2 年，避免反复冻融