



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

抗土霉素单克隆抗体说明书

【中文名称】抗土霉素单克隆抗体

【英文名称】Anti-OTetracycline monoclonal antibody

【货 号】LD-KSS-1038-2

【来 源】Balb/c 小鼠

【亚 型】IgE2

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

【IC50】0.3-0.5ppb

【Elisa 灵敏度】0.05ppb

【胶体金灵敏度】5ppb，完全消线

【蛋白浓度】8mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗四环素抗体；抗土霉素抗体；抗金霉素抗体；抗多西环素抗体



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k