



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

抗己烯雌酚/己烷雌酚单克隆抗体说明书

【中文名称】抗己烯雌酚/己烷雌酚单克隆抗体

【英文名称】Anti-Diethylstilbestrol/Hexestrol monoclonal antibody

【货 号】LD-JS-1013-2

【来 源】Balb/c 小鼠

【亚 型】IgE1

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

【IC50】0.2-0.3ppb

【胶体金灵敏度】3ppb，完全消线

【蛋白浓度】6mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗地塞米松单克隆抗体；抗降钙素单克隆抗体；抗皮质醇单克隆抗体；抗睾酮单克隆抗体；抗前列腺素单克隆抗体；抗促红细胞生成素单克隆



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

抗体；抗孕酮单克隆抗体；抗黄体生成素、催乳素单克隆抗体；抗雌酮单克隆抗体；抗雌二醇/雌三醇单克隆抗体；抗生长激素单克隆抗体；抗己烯雌酚/己烷雌酚单克隆抗体；抗己烯雌酚/己烷雌酚单克隆抗体；抗双酚A单克隆抗体；抗甲状腺素T4，T3单克隆抗体