



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

呋喃妥因代谢物单克隆抗体说明书

【中文名称】呋喃妥因代谢物单克隆抗体

【英文名称】Anti-2-Nitrofurantoin metabolite monoclonal antibody

【货号】LD-KSS-1060-2

【来源】Balb/c 小鼠

【亚型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

【IC50】0.5 ppb

【胶体金灵敏度】5ppb，完全消线

【蛋白浓度】6.0mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗呋喃西林代谢物；抗呋喃妥因代谢物；抗呋喃唑酮代谢物；抗呋喃它酮代谢物



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k