



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

抗多粘菌素 B 单克隆抗体说明书

【中文名称】抗多粘菌素 B 单克隆抗体

【英文名称】Anti-Polymyxin B monoclonal antibody

【货 号】LD-KSS-1053-2

【来 源】Balb/c 小鼠

【亚 型】IgE2

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

【IC50】10-20 ppb

【Elisa 灵敏度】2.0ppb

【胶体金灵敏度】100ppb，完全消线

【蛋白浓度】8mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】】抗氨苄西林单克隆抗体；抗头孢噻吩单克隆抗体；抗头孢唑肟



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

单克隆抗体；抗头孢匹林单克隆抗体；抗头孢氨苄单克隆抗体；抗潮霉素 B 单克隆抗体；抗杆菌肽单克隆抗体；抗多粘菌素 B 单克隆抗体；抗氨苄青霉素单克隆抗体；抗环孢菌素 A 单克隆抗体；抗甲氧氯普胺单克隆抗体；抗甲氧苄啶单克隆抗体；抗多粘菌素 E 单克隆抗体；