



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

### 抗地克珠利单克隆抗体说明书

- 【中文名称】抗地克珠利单克隆抗体
- 【英文名称】Anti-Diclazuril monoclonal antibody
- 【货 号】LD-KSS-1036-2
- 【来 源】Balb/c 小鼠
- 【亚 型】IgG2a
- 【物理性状】液体，避免反复冻融
- 【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上
- 【IC50】1-1.5 ppb
- 【Elisa 灵敏度】0.1ppb
- 【胶体金灵敏度】20ppb，完全消线
- 【蛋白浓度】8mg/ml
- 【缓冲液】0.01M PBS PH7.4
- 【储存条件】-20℃以下
- 【有效期】3 年，避免反复冻融
- 【有效期】5 年，-70℃以下保存
- 【相关产品】抗阿苯达唑多残抗体；抗甲硝唑抗体；抗尼卡巴嗪代谢物抗体；



山东绿都生物科技有限公司

**Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k**

抗纳他霉素抗体；抗盐霉素抗体；抗阿苯达唑代谢物抗体；抗甲硝唑抗体；抗  
马杜霉素抗体；抗地克珠利抗体；抗莫能菌素抗体；抗万古霉素抗体