



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

### 抗苯乙醇胺 A 单克隆抗体说明书

【中文名称】抗苯乙醇胺 A 单克隆抗体

【英文名称】Anti-Phenylethylamine monoclonal antibody

【货 号】LD-SY-1003-2

【来 源】Balb/c 小鼠

【亚 型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

【IC50】0.3ppb

【胶体金灵敏度】20ppb，完全消线

【蛋白浓度】5mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗克伦特罗抗体；抗莱克多巴胺抗体；抗苯乙醇胺 A 抗体；抗沙丁胺醇抗体；抗溴布特罗抗体；抗班布特罗抗体；抗氯丙那林抗体；抗西马特



山东绿都生物科技有限公司

**Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k**

罗抗体；抗氯丙嗪抗体；抗赛庚啶抗体；抗可乐定抗体；抗喹乙醇抗体；抗喹乙醇代谢物抗体