



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

抗氯丙那林单克隆抗体说明书

- 【中文名称】抗氯丙那林单克隆抗体
- 【英文名称】Anti-Clorprenaline monoclonal antibody
- 【货 号】LD-SY-1007-2
- 【来 源】Balb/c 小鼠
- 【亚 型】IgG2a
- 【物理性状】液体，避免反复冻融
- 【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上
- 【IC50】4-5 ppb
- 【Elisa 灵敏度】0.4ppb
- 【胶体金灵敏度】20ppb，完全消线
- 【蛋白浓度】5mg/ml
- 【缓冲液】0.01M PBS PH7.4
- 【储存条件】-20℃以下
- 【有效期】3 年，避免反复冻融
- 【有效期】5 年，-70℃以下保存
- 【相关产品】抗克伦特罗抗体；抗莱克多巴胺抗体；抗苯乙醇胺 A 抗体；抗沙



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

丁胺醇抗体；抗溴布特罗抗体；抗班布特罗抗体；抗氯丙那林抗体；抗西马特罗抗体；抗氯丙嗪抗体；抗赛庚啶抗体；抗可乐定抗体；抗喹乙醇抗体；抗喹乙醇代谢物抗体