



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

抗 25-羟基-维生素 D3 单克隆抗体说明书

【中文名称】抗 25-羟基-维生素 D3 单克隆抗体

【英文名称】Anti-25-OH-Vitamin D3 monoclonal antibody

【货 号】LD-SLHX-1005-2

【来 源】Balb/c 小鼠

【亚 型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

【IC50】0.4ppb

【胶体金灵敏度】5ppb，完全消线

【蛋白浓度】6mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗叶酸单克隆抗体；抗叶酸特异性单克隆抗体；抗维生素 B2 单克隆抗体；抗维生素 B12 单克隆抗体；抗 25-羟基-维生素 D3 单克隆抗体；抗



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

生物素单克隆抗体；抗乳铁蛋白单克隆抗体；抗 CRP，C 反应蛋白单克隆抗体；
抗 Interferons (IFN) 单克隆抗体；抗干扰素单克隆抗体；抗 Interleukins (IL)
白介素单克隆抗体