



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

### 抗铬单克隆抗体说明书

- 【中文名称】抗铬单克隆抗体
- 【英文名称】Anti-Chromium monoclonal antibody
- 【货 号】LD-ZJS-1006-2
- 【来 源】Balb/c 小鼠
- 【亚 型】IgG2a
- 【物理性状】液体，避免反复冻融
- 【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上
- 【IC50】8-10ppb
- 【Elisa 灵敏度】1ppb
- 【胶体金灵敏度】100ppb，完全消线
- 【蛋白浓度】8mg/ml
- 【缓冲液】0.01M PBS PH7.4
- 【储存条件】-20℃以下
- 【有效期】3 年，避免反复冻融
- 【有效期】5 年，-70℃以下保存



山东绿都生物科技有限公司

**Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k**

【相关产品】抗镉单克隆抗体；抗汞单克隆抗体；抗铅单克隆抗体；抗铜单克隆抗体；抗铬单克隆抗体；抗甲基汞单克隆抗体