



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

### 抗苏丹红 I 单克隆抗体说明书

【中文名称】抗苏丹红 I 单克隆抗体

【英文名称】Anti-Sudan I monoclonal antibody

【货 号】LD-SS-1004-2

【来 源】Balb/c 小鼠

【亚 型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

【IC50】2 ppb

【Elisa 灵敏度】0.2ppb

【胶体金灵敏度】5ppb，完全消线

【蛋白浓度】5mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗柠檬黄单克隆抗体；抗赤藓红单克隆抗体；抗碱性橙单克隆抗



山东绿都生物科技有限公司

**Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k**

体；抗苏丹红I单克隆抗体；抗罗丹明单克隆抗体